

Para: _____

Dia da Ligadura: ____/____/____. Horário: ____/____.

Local onde será realizada a ligadura elástica: **Clínica EndoColono**

Av. dos Andradas, 3323, 8º andar (esquina com Av. do Contorno 2511). Santa Efigênia

Tel.: 31 2510-3311 ou 2510-3311

Preparo para a realização da ligadura elástica da hemorroida por anoscopia

1. Jejum para alimentos de 5 horas e para líquidos de 2 horas.
2. Fleet Enema ou Phosfoenema---130 ml---2 unidades.
Aplique as duas unidades 2 horas antes do horário da ligadura.
Compre na farmácia e veja como usar na bula.
<https://www.drderival.com/hemorroidas.html#ligadura-elastica-hemorroida-endoscopia>
3. Tome 1 hora antes da ligadura elástica 2 comprimidos de Buscopan Composto e 1 comprimido de Beserol.

Prescrição a ser usada depois da realização da ligadura elástica da hemorroida


USO ORAL

1. Beserol-----12 comprimidos.
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas nos primeiros 3 dias e continue apenas no caso de dor.
2. Buscopan Composto-----10 comprimidos.
Tomar 1 a 2 comprimidos até de 6/6 horas apenas no caso a dor.
3. FiberNorm ---2 caixas com 10 Sachês de 5g
Adicione um envelope em 200 ml de água ou, se preferir, em outro líquido ou alimento quente ou frio. Mexa até a completa dissolução. Tome duas vezes ao dia.

USO LOCAL

1. Banhos de assento em água morna, 2 vezes ao dia, durante 10 a 15 minutos, principalmente nos primeiros dias.
»» A água deve ser de morna para quente, mas tendo o cuidado para não se queimar.
»» Além disso, não é preciso colocar uma grande quantidade de água, somente o suficiente para que a água quente cubra a região genital.
»» Depois do banho de assento deve-se secar muito bem a região com uma toalha macia ou secador de cabelo.
»» As bacias grandes e banheiras de bebês são indicadas porque não gastam água desnecessária e são confortáveis e fáceis de colocar em baixo do chuveiro.

Antes de usar, deve-se falar com o médico em caso de gravidez ou amamentação, asma, alergia ou hipersensibilidade componentes das fórmulas.


Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos
CRM-MG 24432

E-mail: derival.santos@gmail.com Site: derival.com.br Facebook: [endocolonocontorno](https://www.facebook.com/endocolonocontorno)


Responsável Técnico: Derival Nelmo Afonso dos Santos. CRM-MG 24432

Av. dos Andradas, 3323/813 (esquina com Av. do Contorno). Santa Tereza.

BH / MG / CEP 31010-560 / Tel. (31) 2510-3311 / WhatsApp (31) 98299-1128

Instagram: [drderivalafonso](https://www.instagram.com/drderivalafonso) Celular: (31) 99217-3218

Ligadura elástica da hemorroida por endoscopia flexível



Método novo utilizado para o tratamento das hemorroidas internas sintomáticas (sangramento anal, saída pelo ânus e dor/desconforto anorretal).

1. É rápida (10 a 15 minutos), simples, bem tolerada, segura, eficaz e com baixas taxas de complicações. Como é realizada sob sedação consciente o desconforto é mínimo;
2. Consta de um aparelho aplicador de anéis de borracha acoplado ao endoscópio flexível. Este é introduzido pelo ânus. Permite a visão, em retroflexão no reto, da hemorroida interna.
3. O endoscópio com o aplicador de anéis elásticos suga a hemorroida para o seu interior, permitindo colocar em sua base o anel elástico, cortando a circulação de sangue e provocando a sua necrose e posterior queda depois de 3 a 5 dias.
4. São usados de 6 a 12 elásticos nas hemorroidas. Permite a cura em 90% dos casos após a primeira aplicação. Quando necessário, uma nova aplicação pode ser realizada após 4 semanas, tempo necessário para a cicatrização.
5. O custo se justifica pelas baixas taxas de complicações, altas taxas de resolução e retorno precoce ao trabalho, geralmente 1 a 2 dias.
6. Não use antes e depois do procedimento Aspirina, AAS e qualquer anticoagulante 7 dias antes e fique sem usar por mais 2 semanas.

O que você pode apresentar após o procedimento:

A resposta e tolerância ao procedimento são individuais, enquanto umas pessoas voltam a atividades regulares quase imediatamente outras podem necessitar de 1 a 2 dias de repouso domiciliar.


Reflexo Vagal - Alguns pacientes, imediatamente após as ligaduras, apresentam tontura com sudorese fria e palidez. Efeito fugaz, melhorando em poucos minutos com o repouso.

Dor anal - Tipo aperto, ou mesmo apenas um desconforto (vontade para evacuar), de curta duração (24 a 36 h), e melhora com uso dos analgésicos prescritos. Dor severa é incomum e precisa ser comunicada por estar associado à infecção.

Sangramento Anal - Geralmente de pequeno volume e ocorre junto às evacuações. São raros os sangramentos intensos que necessitam de hospitalização e cirurgia para a resolução.

Infecção Local - Complicação rara e caracterizada pela febre, dor anal intensa, latejante e contínua; geralmente acompanhada da dificuldade para urinar, mas na sua maioria, responde rapidamente ao uso de antibióticos e raramente evolui.

Retorno dos Sintomas das Hemorroidas - Deve-se ao aparecimento de novas hemorroidas, as quais são, na sua maioria, facilmente religadas.


Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos
CRM-MG 24432